

Caring for you

Contact Us:



www.neusoftmedical.com/en/



Neusoft Medical Systems



Neusoft Medical


Address: No. 177-1 Chuangxin Road, Hunnan District, Shenyang, Liaoning, China 110167



NeuAngio 33C

Sistema de rayos X para
angiografía médica

Neusoft Medical
Systems



NeuAngio 33C

Cada innovación trae un cambio continuo en la industria médica.
Cada avance muestra un cuidado infinito para los médicos y los pacientes.

Con el objetivo de construir una marca nacional de productos DSA de vanguardia, Neusoft Medical ha realizado un esfuerzo continuo y constante. Recientemente, se lanzó NeuAngio 33C, el nuevo sistema de angiografía de la serie "Glorious China". Como DSA de techo de 7 ejes DRC sin rieles, NeuAngio 33C permite una amplia gama de proyecciones flexibles y rápidas. La innovadora Plataforma Glorious integra diversas tecnologías de baja dosis, logrando una reducción significativa de la dosis. Sus completas funciones clínicas ofrecen soluciones en neurorradiología intervencionista, cardiología intervencionista, oncología intervencionista e intervenciones integrales, satisfaciendo diversas necesidades clínicas.

Diseño de gantry de 7 ejes sin rieles montado en el techo

Integración de un tubo de rayos X de alto rendimiento con un FPD digital

Sistema de interfaz de usuario inteligente y plataforma Glorious

Solución clínica total para diversas áreas de intervención

Sin rieles


Diseño de montaje en
techo de 7 ejes sin rieles

- El pórtico sin rieles es fácil de instalar y flexible para el diseño de la sala de catéteres.
- Su diseño único evita la interferencia con el sistema de flujo de aire laminar y otros dispositivos montados en el techo, lo que lo hace más adecuado para el quirófano híbrido.
- El diseño sin riel elimina el riesgo de ruido y la limpieza del riel en el techo, lo que garantiza un entorno operativo más silencioso e higiénico.
- El centro de rotación dual (DRC) con estructura robótica de 7 ejes logra fácilmente un movimiento transversal y vertical a gran escala y una proyección de múltiples ángulos.


Nota: Todas las pantallas táctiles de mesa del folleto son opcionales.



Cobertura de amplio alcance



Posición cardíaca



Posición quirúrgica



Posición de transferencia del
paciente

Integración


Integración de un tubo de rayos X de alto rendimiento con un FPD digital

- El tubo silenciador con cojinete de metal líquido cumple con los requisitos de operaciones prolongadas y complicadas.
- El FPD digital de alta definición con amplio rango dinámico presenta más detalles, lo que hace que las imágenes sean más nítidas y claras en dosis bajas.
- La FPD digital general cubre todas las partes principales del cuerpo, lo que es práctico y flexible. Las imágenes digitales de alta definición 2K garantizan una visualización de imágenes sin pérdidas.
- El rastreo en tiempo real del colimador y el FPD digital garantiza continuamente la visualización vertical de las imágenes clínicas.



Inteligencia

Sistema de interfaz de usuario inteligente



The image shows a close-up of the ultrasound machine's control interface. A hand is interacting with a large, silver, cylindrical knob. In the background, a screen displays a menu for organ selection. The menu lists: Cardiac, Head (highlighted in green), Chest, Abdomen, Lower Extremities, and Upper Extremities. A body diagram on the left shows the 'abdomen' area selected. Below the menu, there are buttons for 'Ready' and 'Go Exam'.

- Interfaz de usuario ergonómica
- Selección inteligente de programa de órgano con un solo botón



The image shows a wider view of the ultrasound machine's control interface. It features a modular design with multiple screens displaying various ultrasound images and data. The control panel includes several large, silver, cylindrical knobs and numerous buttons. The brand name 'Neusoft' is visible on the control panel.

- Diseño de estructura modular del módulo de control de mesa

Inteligencia

Plataforma Glorious
de imágenes de alta
calidad y baja dosis




Glorious Platform

La nueva Plataforma Glorious integra una amplia gama de tecnologías de imágenes de vanguardia en su diseño de hardware y algoritmos para proporcionar imágenes de alta definición con baja dosis de rayos X.

La tecnología de control de dosis baja de redes neuronales imita el modo de procesamiento de información multivariable de las neuronas cerebrales humanas. Detecta con precisión el grosor corporal de...

el paciente y selecciona la dosis de rayos X más precisa para generar imágenes clínicas de alta calidad.





Equipado con varias funciones avanzadas de posprocesamiento, NeuAn-gio 33C proporciona una solución total en neurorradiología intervencionista, cardiología intervencionista, oncología intervencionista e intervenciones integrales, satisfaciendo diversas necesidades clínicas.

Aplicable


Solución clínica total
para diversas áreas
de intervención



angiografía coronaria




Angiografía cerebral




Angiografía de miembros inferiores




Arteriografía hepática




*3D ▼




* Dual-Volume Rendering ▼




* Glorious Dual Vessel ▼




* Glorious Fusion ▼




* Dual-Volume Rendering ▼




* Vaso transparente ▼




* Glorious CT ▼




* Glorious CT ▼




* Multiple-Volume Rendering ▼




*MPR ▼



* Glorious Atlas ▼



* Glorious Atlas ▼



* Solo opcional



Red global de servicios y logística de Neusoft



Servicio y soporte posventa

- Las capacidades de servicio remoto le llevan la experiencia de Neusoft INMEDIATAMENTE, sin importar
- dónde se encuentre. Identificamos y corregimos RÁPIDAMENTE y PROACTIVAMENTE, minimizando el
- tiempo de inactividad y los inconvenientes para el paciente. La red logística global permite una respuesta rápida con respecto a piezas y suministros.

*
Nota: El contenido de esta publicación y los parámetros indicados son solo de referencia y no constituyen ofertas ni compromisos legales. Neusoft Medical Systems se reserva el derecho de modificar el contenido, el diseño, las especificaciones y las opciones aquí descritas sin previo aviso, y no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación. Para obtener la información más reciente, póngase en contacto con su representante de ventas local de Neusoft. La configuración específica del producto de venta está sujeta al contrato firmado por Neusoft.