

Caring for you



[www.neusoftmedical.com/en/](http://www.neusoftmedical.com/en/)

 Neusoft Medical Systems

 Neusoft Medical


Address: No. 177-1 Chuangxin Road, Hunnan District, Shenyang, Liaoning, China 110167



# NeuAngio 30F (Flex)


Sistema Médico de Angiografía

NeuAngio 30F(Flex)/Y 22.04



## NeuAngio 30F (Flex)

Estado del arte en sistemas de angiografía con soporte en piso.







## Detector Plano Digital HD

Cadena de imagen full 16bit + 2K, completando un procesamiento avanzado y un flujo de trabajo agil en procesamiento, adquisición, transmisión y almacenamiento de imágenes.

14bits 1K 308µm ▼




16bits 2K 154µm ▼



## Elementos del tubo D-5

Optimo balance entre dosis de radiación y calidad de imagen.



Estabilidad



Eficiencia



Durabilidad



NeuAngio 30F (Flex)  
State-of-the-art floor mounted angiography system



## Alta velocidad del Arco en C

# Módulo de control inteligente



- Interfaz multi idioma
- Simple y eficiente




- Botones cóncavos y convexos
- Joystick flexible
- Diseño fácil de usar
- Opción de Multiorganos M-organ

## Mesa de Paciente



- ↔ 3470mm: tablero en fibra de carbon ultra
- 🎯 largo 1900mm: cubrimiento corporal total
- KG 415kg: gran capacidad de carga
- 🔄 270° : amplio rango de rotación



## Funciones Clínicas Avanzadas



- M-ParaVision\*1
- Coronary Swing
- SpinDR/DSA
- Stepping-Composing\*1



- Glorious Stent
- Coronary Swing
- Spin DSA
- 3D
- Dual Volume
- MPR
- Glorious CT\*2
- Glorious Atlas\*2



NeuAngio 30F (Flex)  
State-of-the-art floor mounted  
angiography system

\*1 Únicamente para NeuAngio 30F  
\*2 Versiones en pruebas clínicas




# IDM Platform

NeuAngio 30F (Flex)  
State-of-the-art floor mounted  
angiography system



# Galería Clínica

Angiografía Cerebral ▼




Angiografía Miembros Inferiores ▼




NeuAngio 30F (Flex)  
State-of-the-art floor mounted  
angiography system

Roadmap ▼




Coil Roadmap ▼



M-ParaDSA ▼




Angiografía Coronaria Izq ▼




Angiografía Coronaria Der ▼



Angiografía Hepática ▼




Angiografía Aorta Abdominal ▼



# Galería Clínica

VR ▼




Dual Volume ▼




Dual Volume ▼




Glorious Dual Vessel ▼



Glorious Fusion\* ▼



Glorious CT\* ▼



NeuAngio 30F (Flex)  
State-of-the-art floor mounted  
angiography system



\*Unicamente para NeuAngio 30F

Red Global: Neusoft Global Service & Logistics



Servicio Post Venta

- Servicio Remoto trae la experticia de Neusoft inmediatamente, sin importar donde este ubicado. Identificando y corrigiendo oportuna y proactivamente, minimizando tiempos ociosos e inconvenientes con los pacientes.
- Logística global facilita respuesta rápida en partes y componentes. .
- Nota: los contenidos de esta publicación y la lista de los parámetros son de referencia unicamente sin intención de efectos legales. Neusoft Medical Systems se reserva el derecho a modificar su contenido, especificaciones, diseño y opciones descritas sin revia notificación y no sera responsable por el uso de esta publicación. Por favor contactar a su representante de Neusoft medical Systems local para mas información. La configuración especifica de producto estará sujeta al contrato de compra firmado por Neusoft Medical Systems.
- No disponible en los Estados Unidos de América.

\*

\*